

DESIPUR WIPE BOX PREMIUM

Feuchttuchspendersystem Premium

Système de distribution de lingettes humides Premium

Sistema dispenser di salviette umidificate Premium



Eigenschaften

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von DESIPUR Flächendesinfektionsmitteln. Zur Anwendung die DESIPUR WIPE 60 mit der jeweiligen Gebrauchslösung (1,5 l) in der gut verschliessbaren DESIPUR WIPE BOX PREMIUM tränken. Auf vollständige Durchtränkung der Tücher achten. Tränkzeit von 30 min vor Gebrauch einhalten. Maximale Standzeit nach Tränkung: 28 Tage. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen und vollständig benetzen – ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die vom Hersteller der verwendeten Desinfektionspräparate gemachten Angaben zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentration und zum Wirkspektrum sind zu beachten. Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlung der Spenderbox.

Unser Plus

- universell einsetzbar
- einfache Handhabung
- fusselfreies Vliestuch
- 90 Tücher (20 x 37 cm)
- Tränkung DESIPUR OH: 1,5 Liter / Vliestuchrolle

Eigenschaft Spenderbox

- Volumen: 5 Liter
- Masse (H x Ø): 26,5 x 19 cm

Eigenschaften Vliestuchrolle

- Farbe: weiss
- Material: 100 % PET
- Masse: 20 x 37 cm
- Flächengewicht: 60 g/m²
- 90 Tücher / Rolle

Produktvarianten

Artikel-Nr.	Lieferform	Beschreibung
61966	1 Stück	Spenderbox
61961	6 Stück	Vliestuchrolle à 90 Tücher (20 x 37 cm)

Propriétés

Système de distribution de lingettes humides pour l'utilisation des désinfectants de surfaces DESIPUR. Pour l'utilisation, faites tremper les lingettes DESIPUR WIPE 60 avec la solution d'utilisation correspondante (1,5 l) dans le distributeur de lingettes DESIPUR WIPE BOX PREMIUM bien refermable. Veiller à ce que les lingettes soient entièrement imbibées. Respecter une durée d'imprégnation de 30 min avant usage. Durée de stabilité maximale après imprégnation : 28 jours. Essayez minutieusement et mouiller entièrement les surfaces à l'aide du chiffon non tissé imbibé (n'utilisez plus les chiffons secs). Lorsque vous utilisez un désinfectant, veuillez suivre les directives du fabricant concernant le temps de contact, la concentration et l'efficacité microbiologique. Suivre les recommandations de préparation du distributeur.

Notre avantage

- universellement applicable
- utilisation facile
- chiffon non tissé
- 90 chiffons (20 x 37 cm)
- imprégnation DESIPUR OH: 1,5 litre / rouleau de chiffons

Propriétés du distributeur

- volume: 5 litres
- dimension (H x Ø): 26,5 x 19 cm

Propriétés du rouleau de chiffons non tissé

- couleur : blanc
- matériau : 100 % PET
- dimensions : 20 x 37 cm
- grammage : 60 g/m²
- 90 chiffons / rouleau

Variantes de produits

N° d'art.	Cdntmt	Description
61966	1 Pièce	Distributeur
61961	6 Pièces	Rouleau de 90 chiffons (20 x 37 cm)

Proprietà

Sistema di distribuzione di salviette umidificate per l'uso con i disinfettanti per superfici DESIPUR. Per utilizzare le salviette DESIPUR WIPE 60, immergerle nella rispettiva soluzione (1,5 l) nel distributore di salviette DESIPUR WIPE BOX PREMIUM ben chiuso. Assicurarsi che le salviette siano completamente imbevute. Osservare un tempo d'imregnazione di 30 minuti prima dell'uso. Massima stabilità dopo l'imregnazione: 28 giorni. Pulire accuratamente e bagnare completamente le superfici con il salviette non tessuto imregnato (non usare più panni secchi). Quando si utilizza un disinfettante, si prega di seguire le istruzioni del produttore per quanto riguarda il tempo di contatto, la concentrazione e l'efficacia microbiologica. Seguire le raccomandazioni di preparazione del dispenser.

Nostro vantaggio

- universalmente applicabile
- maneggevolezza
- panno non tessuto
- 90 panni (20 x 37 cm)
- impregnazione DESIPUR OH: 1,5 litri / rotolo di panni

Proprietà del dispenser

- volume: 5 litri
- dimensione (H x Ø): 26,5 x 19 cm

Proprietà rotolo di panni non tessuti

- colore: bianco
- materiale: 100 % PET
- dimensioni: 20 x 37 cm
- grammatura: 60 g/m²
- 90 panni / rotolo

Varianti di prodotti

N. art.	Confezione	Descrizione
61966	1 Pezzo	Dispenser
61961	6 Pezzi	Rotolo di 90 panni (20 x 37 cm)