

DESIPUR WIPE BOX PREMIUM

Wet wipe dispenser system Premium

Système de distribution de lingettes humides Premium

Feuchttuchspendersystem Premium



Properties

Wet wipe dispenser system for the use of DESIPUR surface disinfectants. For use, soak the DESIPUR WIPE 60 with the respective use solution (1.5 l) in the well-sealable DESIPUR WIPE BOX PREMIUM. Ensure that the wipes are completely saturated. Allow a soaking time of 30 min before use. Maximum service life after impregnation: 28 days. Wipe the surface thoroughly with the soaked non-woven wipe and wet completely - do not use dried-out wipes again. The information provided by the manufacturer of the disinfectants used on exposure times, application concentration and the spectrum of activity must be observed. Follow the reprocessing recommendation of the dispenser box.

Propriétés

Système de distribution de lingettes humides pour l'utilisation des désinfectants de surfaces DESIPUR. Pour l'utilisation, faites tremper les lingettes DESIPUR WIPE 60 avec la solution d'utilisation correspondante (1,5 l) dans le distributeur de lingettes DESIPUR WIPE BOX PREMIUM bien refermable. Veiller à ce que les lingettes soient entièrement imbibées. Respecter une durée d'imprégnation de 30 min avant usage. Durée de stabilité maximale après imprégnation : 28 jours. Essuyez minutieusement et mouiller entièrement les surfaces à l'aide du chiffon non tissé imbibé (n'utilisez plus les chiffons secs). Lorsque vous utilisez un désinfectant, veuillez suivre les directives du fabricant concernant le temps de contact, la concentration et l'efficacité microbiologique. Suivre les recommandations de préparation du distributeur.

Eigenschaften

Feuchttuchspendersystem für den Einsatz von DESIPUR Flächendesinfektionsmitteln. Zur Anwendung die DESIPUR WIPE 60 mit der gut verschließbaren DESIPUR WIPE BOX PREMIUM tränken. Auf vollständige Durchtränkung der Tücher achten. Tränkzeit von 30 min vor Gebrauch einhalten. Maximale Standzeit nach Tränkung: 28 Tage. Oberfläche gründlich mit getränktem Vliestuch abwischen und vollständig beneten – ausgetrocknete Tücher nicht mehr verwenden. Die vom Hersteller der verwendeten Desinfektionspräparate gemachten Angaben zu Einwirkzeiten, Einsatzkonzentration und zum Wirkspktrum sind zu beachten. Beachten Sie die Aufbereitungsempfehlung der Spenderbox.

Our plus

- universally usable
- easy handling
- lint-free non-woven cloth
- 90 wipes (20 x 37 cm)
- impregnation DESIPUR OH / SENSITIVE: 1,5 litres / non-woven cloth roll

DESIPUR WIPE BOX PREMIUM Properties dispenser box

- volume: 5 litres
- dimension (H x Ø): 26,5 x 19 cm

DESIPUR WIPE 60

Properties non-woven cloth

- colour: white
- material: 100 % PET
- dimension: 20 x 37 cm
- grammage: 60 g/m²
- 90 wipes / roll

Notre avantage

- universellement applicable
- utilisation facile
- chiffon non tissé
- 90 chiffons (20 x 37 cm)
- imprégnation DESIPUR OH / SENSITIVE: 1,5 litre / rouleau de chiffons

DESIPUR WIPE BOX PREMIUM

Propriétés du distributeur

- volume: 5 litres
- dimension (H x Ø): 26,5 x 19 cm

DESIPUR WIPE 60

Propriétés du rouleau de chiffons non tissé

- couleur : blanc
- matériau : 100 % PET
- dimensions : 20 x 37 cm
- grammage : 60 g/m²
- 90 chiffons / rouleau

Variantes de produits

N° d'art. Cdtnmt Description

61966	1 Pièce	Distributeur
61961	6 Pièces	Rouleau de 90 chiffons (20 x 37 cm)

Unser Plus

- universell einsetzbar
- einfache Handhabung
- fusselfreies Vliestuch
- 90 Tücher (20 x 37 cm)
- Tränkung DESIPUR OH / SENSITIVE: 1,5 Liter / Vliestuchrolle

DESIPUR WIPE BOX PREMIUM Eigenschaft Spenderbox

- Volumen: 5 Liter
- Masse (H x Ø): 26,5 x 19 cm

DESIPUR WIPE 60

Eigenschaften Vliestuchrolle

- Farbe: weiss
- Material: 100 % PET
- Masse: 20 x 37 cm
- Flächengewicht: 60 g/m²
- 90 Tücher / Rolle

Produktvarianten

Artikel-Nr. Lieferform Beschreibung

61966	1 Stück	Spenderbox
61961	6 Stück	Vliestuchrolle à 90 Tücher (20 x 37 cm)